

1 PRODUKTGRÖSSE:

S M. L. XI. XXL.

2 MATERIAL:

PP 30-70gsm

SMS 30-70gsm

Sf. 50-70cm

Pp + pe. 30.-60gsm

3. Materialbehandlung:

MaterialbehandlungResult.

Water:JA

ANTI STAUB:JA

Anti-Statik:JA NEIN

Blood.:JA NEIN

Anti-Alkohol:JA NEIN

4.. FARBE: Weiß, blau, dunkelblau, orange usw.

5.. USEAGE:

EIN. KIMONOIm Spa und Sauna verwendet werden, um den Körper gegen das Wasser und den Staub zu bequemen.

B. Kimono kann in der Massage verwendet werden, um Ihren Körper zu entspannen.

C.Kimono kann im Reinigungsraum verwendet werden, beispielsweise der GMP.

D.Kimono kann im Krankenhaus eingesetzt werden.

6.. VERPACKUNG:

10.pc./Tasche , 100pcs / ctn

7.. OEM-Service:

A.Can drucken Sie die Band für unseren Kunden auf der PE-Tasche

B.Kann drucken Sie die Band für unseren Kunden in der Kartonbox

8.. PROBEN:

Proben können nach dem Bestätigen mit 3 Tagen mit 3 Tagen ausgesandt werden.

9.. LIEFERTERMIN:

Es kann 15 Tage nach Erhalt der Einzahlung geschickt werden.

