## Xiantao Lieferant für Einweg PP Folie Sheet CE zugelassen

## Die Spezifikation für Heavy Weight Patient Folie Sheet

Material	Polypropylen
Farbe	blau
Stil	Ultraschall Hitze Sealing, mit Loch in der Länge Seite
Größe	195 cm * 85 cm (kann nach Wunsch des Klienten gebildet werden)
Anwendung	Krankenhaus, Notfall Zentrum, Klinik
MOQ	5.000 Stk.
Preis	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T/t, L/C, d/A, d/P, Western Union, Treuhand, PayPal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	10, 000pcs/Tag, 1 * 40 HQ Behälter kann in 15 Tagen beendet
	werden
Lieferzeit	Nach dem Menge, normalerweise 30days nach Hinterlegung
Verpackungs-Details	Steril: 1 Stk/Papier Plastik Tasche, 50 Stk/CTN
	Nicht Sterilisation: 1 Stk/Tasche, 50 PCs/CTN
	Oder als Ihre Anforderungen

## Features der PP-Objektträger

- 1) Hergestellt aus hochwertige Vlies-Gewebe, nicht Woven SMS, PP oder PP + PE 60 g-120 g;
- 2) Mit Handle, leicht für die Übertragung der Patienten verwendet werden;
- 3) Unterstützt bis zu 300 Pfund. Grösse: 85 cm W x 195 cm L

## Abbildung der PP-Folien mit starkem Gewicht



