

Produkteigenschaft

1. Dieselbar, weich, Krawatte in Nacken und Taille, gestrichste Manschetten
2. Kool und angenehm zu tragen.
3. Lichtgewicht, langlebig
4. Flüssigkeitsbeständigkeit
5. Verwendet im Krankenhaus oder in der Klinik zum Schutz
6. Material: PP Vlies mit PE-beschichtet
7. Farben: Gelbe Farbe
8. Gramm Gewicht: 35g

Unser Vorteil

1. direkt Hersteller
2. ISO13485, CE, FDA-Zertifikat

Kapazität: 100, 000pcs / Tag, 1 * 40HQ können innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein;
4. OEM akzeptabel, Service in 24 Stunden.

Einweg-Isolationskleider bestehen aus hochleistungsfähiger Isolationsschutzmaterial. Weit verbreitet in der medizinischen Sicherheitsschutz, aseptischer Werkstatt, Schutzisolierung, Bergbaumelektronikfabrik, Fabrikfabrik-Bauernhof-Tierhaltung Biohazard und so weiter. Mit zwei Arten von Prozessen: Näh- und Ultraschall-thermische Bindung.

Materialmerkmale

PP + PE-Schutz nicht sterile chirurgische Kleider

Es besteht aus PP + PE-Material, latexfrei; Abriebfeste; Völlig unkomplizierte Flüssigkeit und alkoholabweisend.

Farbe Gelb.

Materialgewicht: 35gsm.

Krawatte am Hals, Strickmanschetten, verstärkt.

Name	Einweg-Isolationskleider.
Material	Pp + pe.
Stil	Krawatte am Hals, Strickmanschetten, verstärkt
Größe	Freie Größe
Farbe	Gelb
Verpackung	10pcs / Box, 10 Taschen / CTN nicht steril
Packungsdesign.	Alle inneren Kasten- und Kartonendrucke können als Design sein
Moq.	5000 Stück
Stichprobe	Kann innerhalb von 3 Tagen kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungsweise	T / t.

Lieferzeit	Kapazität: 100.000pcs / Tag, 1 * 40HQ können innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein;
FOB-Port.	Wuhan / Shanghai