

Product details

beste Qualität Lieferant für Einweg-Anti-Statik-Kittel

SMS medizinische Einwegkleidung aus hydrophoben SMS-Material, Latex-frei; abriebbeständig; fusselarm; mit einem hohen Grad an Flüssigkeitsabweisung; eine gute Barriere gegen Blut, Körperflüssigkeiten und Pathogene.

Vorhandene Farbe: hellblau, blau, dunkelblau

Spezifikation von bester Qualität Lieferant für Einweg-Anti-Statik-Kittel:

Produkt:	beste Qualität Lieferant für Einwegantistatischen Laborkittel, SMS medizinische Einwegkleidung, Großverkauf Einweg-Krankenhaus SMS Kleidung
Stoff:	SMS
Grammatur:	50 G
Stil:	lange Ärmel; Strickbund; Strickkragen mit drei Taschen; mit Druckknopfverschluss
Anwendung:	für medizinische, pharmazeutische, laboratorial, workshop Sektor
Farbe:	Blau,
MOQ	5000pcs
Verpackung:	5 oder 10pcs / bag; 50 oder 100pcs / CTN;
Lagerung:	Stored in trockenen, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
Zahlungsbedingungen:	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Weitere Dienste:	OEM und Customized Logo / Marke
Zertifizierung:	CE, ISO13485
Lieferzeit	Capacity: 10,000pcs / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

F: 3. Setzen Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA, REACH und NELSON Bericht.

F: 4. Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es bekommen?

A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.