

werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt, die hervorragenden Schutz und überlegener Komfort bieten:

- Verschiedener Stil kann entsprechend Ihrer unterschiedlichen Anforderung angepasst werden

Stoff Material	Nicht gewebt
Stil	Mit elastisch
Abmessungen S. Ize	36 * 55 cm kann entsprechend Ihrer Anfrage angepasst werden
Farbe	weiße Farbe
Zertifikat	ISO13485, FDA, CE.
MOQ:	10000. Stck
Verpackungsdesign	Kann als Design sein
Verpackung	100 teile / beutel, 1000 teile / karton, oder als Ihre Anforderung
Fähigkeit	60.000. PCs pro Tag
Lieferzeit	7-30 Tage
Anwendungen	Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreier Werkstatt

Das Bild von [Bootsabdeckungen](#). High Knie Einweg







