

Product details

China Hersteller Chemikalienschutzanzüge

- 1, Farbe: weiß
- 1, elastische Bündchen und Strickbündchen sind vorhanden;
- 2, Overall mit Kapuze mit Stiefeln;
- 3, Kniepolster zur Verfügung;
- 4, Adhesive Band zur Verfügung;
- 5, Einzel- oder Doppelabdeckung über dem Reißverschluss und Klebeband zur Verfügung stehen;
- 6, Genäht mit Bandnaht (mehr Option auf dem Tisch *OEM-OPTION*);
- 7, in Bezug genommenen Normen (Kategorie III)
 - (1), Typ 5, EN 13982-1: 2004: PSA gegen airborme solid;
 - (2), Typ 6, EN 13034 + EN 468: PSA gegen niedrige Niveau Spray;

Spezifikation von China Hersteller Chemikalienschutzanzüge

Produktname	China Hersteller chemische Schutzanzüge, die beste Qualität industrielle coveralls, Großverkauf chemischen Schutz-Uniform
Material	SF mikroporöser Film
Nettogewicht	5.5kg / Karton
Stil	Zipper Kapuze Stiefel
Verpackung	1piece pro Beutel 50 Stück pro Karton
Karton	48 * 30 * 50cm, etc
Anwendung	Verwendet in der Klinik, Krankenhaus, Apotheke, Restaurant, Lebensmittelverarbeitung, Schönheitssalon, Elektronikindustrie usw.
MOQ	100cartons
Sample	Kostenlose Proben werden auf Anfrage hergestellt werden
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	5000 Kartons pro Monat
Verladehafen	Wuhan oder Shanghai
Zahlungsfrist	T / T, L / C, D / P, D / A, Western, Paypal, Übertragungsurkunde, etc.
Lieferzeit	15 Tage oder abhängig von der Bestellmenge
Zertifikat	CE, FDA, ISO, Free Style, etc.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!