

## Product details

### China Hersteller Chemikalienschutzanzüge

- 1, Farbe: weiß
- 1, elastische Bündchen und Strickbündchen sind vorhanden;
- 2, Overall mit Kapuze mit Stiefeln;
- 3, Kniepolster zur Verfügung;
- 4, Adhesive Band zur Verfügung;
- 5, Einzel- oder Doppelabdeckung über dem Reißverschluss und Klebeband zur Verfügung stehen;
- 6, Genäht mit Bandnaht (mehr Option auf dem Tisch *OEM-OPTION*);
- 7, in Bezug genommenen Normen (Kategorie III)
  - (1), Typ 5, EN 13982-1: 2004: PSA gegen airborme solid;
  - (2), Typ 6, EN 13034 + EN 468: PSA gegen niedrige Niveau Spray;

### Spezifikation von China Hersteller Chemikalienschutzanzüge

Produktname	China Hersteller chemische Schutzanzüge, die beste Qualität industrielle coveralls, Großverkauf chemischen Schutz-Uniform
Material	SF mikroporöser Film
Nettogewicht	5.5kg / Karton
Stil	Zipper Kapuze Stiefel
Verpackung	1piece pro Beutel 50 Stück pro Karton
Karton	48 * 30 * 50cm, etc
Anwendung	Verwendet in der Klinik, Krankenhaus, Apotheke, Restaurant, Lebensmittelverarbeitung, Schönheitssalon, Elektronikindustrie usw.
MOQ	100cartons
Sample	Kostenlose Proben werden auf Anfrage hergestellt werden
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	5000 Kartons pro Monat
Verladehafen	Wuhan oder Shanghai
Zahlungsfrist	T / T, L / C, D / P, D / A, Western, Paypal, Übertragungsurkunde, etc.
Lieferzeit	15 Tage oder abhängig von der Bestellmenge
Zertifikat	CE, FDA, ISO, Free Style, etc.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!