

Product details

Einführung von Einweg-SMS Zahn chirurgische Kittel

1. Material: SMS
2. Farbe: grün, usw.
3. Grammage: 50gsm
4. Art: gestrickter Kragen und Manschetten, mit drei Taschen
5. Größe: S-2XL oder benutzerdefinierte,

Spezifikationen von Einweg-SMS Zahn chirurgische Kittel

Name	Einweg-SMS dental chirurgische Kittel, benutzerdefinierte Großhandel chirurgischen Kitteln, hospital Einweg-Kittel
Material grammage	SMS50g
Stil	mit Strickkragen und Manschetten, mit drei Taschen
Größe	S M L XL 2XL
Farbe	grün oder blau, gelb, rosa, rot, grau, schwarz usw.
Verpackung	Nicht steril: 5 Stück / Beutel, 10 Beutel / ctnor; Sterile: 1pcs / bag, 50pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
MOQ	5.000 Stück
Sample	innerhalb von 3 Tagen kann die Überprüfung für Ihre Qualität geliefert werden kostenlos
Zahlungsweise	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Lieferzeit	Kapazität: 10.000 Stück / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;
FOB Hafen	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

F: 3. Setzen Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA, REACH und NELSON Bericht.

F: 4. Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es

bekommen?

A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.

The happy time with customers

