

Einweg-SMS Kitteln:

Einweg-SMS Labormantel von High-Performance-sms-Material. in der medizinischen Sicherheit Schutz, aseptische Werkstatt, Schutzisolierung, Bergbau-Elektronik-Fabrik, Lebensmittel-Fabrik Nutztierhaltung Biohazard und so weiter am meisten benutzt.

Einweg-SMS Kitteln specifications:

Name	Einweg-SMS Kitteln China Hersteller, billige Wegwerf Besucher Mäntel, benutzerdefinierte SMS Kitteln Lieferant
Stoff	SMS oder PP, PP / PE, SMMS, mikroporöser
Stil	Mit / ohne Tasche, können Einzel- / Doppel Farbe, Reißverschluss / Knopf auf der Vorderseite, elastisch / Strickbündchen erhältlich
Größe	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Farbe	grün oder weiß, blau, gelb, rosa, rot, grau, schwarz usw.
Verpackung	Nicht steril: 5 Stück / Beutel, 10 Beutel / ctnor; Sterile: 1pcs / bag, 50pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
MOQ	5000 PC
Sample	innerhalb von 3 Tagen kann die Überprüfung für Ihre Qualität geliefert werden kostenlos
Zahlungsweise	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW
Lieferzeit	Kapazität: 10.000 Stück / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden
FOB Hafen	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Einweg-SMS Kitteln features:

- 1) Fusselfreie, wasserdicht, gute Zugfestigkeit, komfortabel, atmungsaktiv. Ausgezeichnete Körperwärme, antistatisch, gegen Spritzer der Flüssigkeit zu zerstreuen.
- 2) Wählen Sie die beste Non-Woven zuverlässige und selektive Barrieren für Bakterien, Blut und anderen Flüssigkeiten.
- 3) Große antibakterielle Wirkungen, die Arbeitnehmer vor der Exposition gegenüber verschiedenen Partikel von Schadstoffen und Insektizide zu schützen usw.

Unser Service:

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;

- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!

Einweg-SMS Kitteln Bild:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

