

Feature:

1. Triktion Standardqualitätskontrolle mit CE, ISO.
2. Made von hoher Qualität von PP-Material.
3. Direkter Umsatz mit konkurrenzfähigem Preis.
4. EXPERIERTES Zeug, schnelle Lieferung, stabile Produktionskapazität.
5. Über 10-jähriger Produktionserfahrung.
6. OEM ist verfügbar, verschiedene Größen, Dicke, Farben, Bedruckte Logos usw.
7. Professionelle Verkaufsteams, um Ihnen in ganzem Herzen zu dienen.

Verpackung & Versand:

1. Normales Paket: 1pcs / Bag, 5pcs / Mid Bag, 600pcs / Karton.
2. MOQ: 10000pcs.
3. Port: Shanghai / Wuhan, China.
4. Verample Verfügbarkeit: Ja.
5. Normale Vorlaufzeit: 3 Tage für Musterauftrag, 25days für Massenbestellung.

Häufig gestellte Fragen:

Bist du ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?

Wir sind ein Hersteller in Wuhan Hubei. Willkommen, um unsere Fabrik zu besuchen.

Welche Zertifikate haben Sie?

Wir haben das ISO13485, das FDA, CE-Zertifikat erhalten.

Können Sie einen kundenspezifischen Service anbieten, z. B. kundenspezifisches Logo auf dem Produkt, kundenspezifische Innenverpackung und Karton?

Ja, wir können kundenspezifischen Service anbieten.

Können Sie kostenlose Proben anbieten?

Ja wir können. Kostenlose Proben sind verfügbar, aber die Postgebühr sollte an Ihrer Seite bezahlt werden.

Was sind deine Hauptprodukte?

Unsere Hauptprodukte umfassen Einweg-Gesichtsmaske, Isolationskleid, Coverall, Labormantel, chirurgisches Kleid, Einwegkappe, Schürze, Schuhabdeckung usw.

Warum uns wählen:

1. Wir haben CE, FDA, ISO13485-Zertifizierung bestanden.
2. Begrüßen Sie alle OEM-Anforderungen.
3. Fortgeschrittene Geräte und professionelle Sachen mit über 10 Jahren Exporterfahrung.
4. Qualifizierte Produkte, 100% neues Markenmaterial, sicher und sanitär.
5. Wir haben ein striktes QC-Qualitätskontrollsystem.
6. Haben Sie genug Erfahrung und erlangte von unseren Kunden ein hohes Ruf von unseren Kunden. Wie Amerika, Südamerika, Europa, Südostasien, der Naheer usw.

Artikel	Einweg-Vlies-BH.		
Materialien	Vlies, SBPP, SMS, Spunlace, Baumwolle, Polyester		
Größe	Freie Größe	Gewicht	25-50gsm
Feature:	Atmungsaktiv, biologisch abbaubar, recycelbar, umweltfreundlich, nontoxisch, weich, komfortabel, sauber, praktisch	Zahlungsbedingungen	Alle Zahlungsbedingungen sind in Ordnung (Priorität Ihrer Bequemlichkeit)

Paketkarton.	1 stücke / tasche, 5 stücke / mittelbeutel, 600 teile / karton	Anwendung:	Krankenhaus, Reisen, Hotel, Saunabehaus, Schönheitssalon, Spa, Babys, Menstruation, Puerpera, etc
Kapazität	50.000 PC / Tag		

https://www.china-dispositable.com/products/dispositable-kimono.html#.ymmoc_kzauk