

Beschreibung von Einweg-Kind Kittel:

1. Name: Einweg-Kind Kittel
2. Anwendung: Krankenhaus, Hotel, staub- Ort, Lebensmittel / elektronischer / chemische Werkstatt
3. Material: pp 45g
4. Farbe: Weiß, usw.
5. Art: Strickbündchen / Kragen, Knopf
6. Größe: S-XXXL Größen erhältlich
7. Verpackung: 5PCS / PE-Beutel, 50PCS / Karton und wie Sie benötigen
- 8,1 * 20 "FCL: 50000PCS (Toleranz verschiedenen Größen und Materialien)
9. Mini Menge: 10, 000PCS
10. Bescheinigung: CER, FDA, ISO13485

Eigenschaften von Einweg-Kind Kittel:

- 1.Non reizend, antibakterielle Eigenschaft, gute Zugfestigkeit, fusselfreies, Superior Atmungsaktivität und antistatisch, Schlagfestigkeit, weich, bequem.
- 2.Against Spritzer von chemischen Material und festem Staub.
- 3.Usually Vlieslabormantel mit der Wirkung von staubfrei und Anti-Virus-weit öffentlichen Ort, medizinische Industrie, Umwelt Reinigung, elektronische Fabrik, Lebensmittelverarbeitung, in der Schule und Krankenhaus verwendet werden.

Unser Vorteil:

1. Direkte Hersteller, Fabrikpreis;
2. 10.000 Stück / Tag, können wir 1 * 40 HQ Container in etwa 15 Tage zu beenden;
3. CE ISO FDA zugelassen, stabile Qualität
4. Service in 24 Stunden können Probe in 2 Tagen beendet werden, kostenlos probieren.

Spezifikationen von Einweg-Kind Kittel:

Stoff	PP-Vlies
Gewebegewicht	45g oder könnte als Ihr Antrag
Stil	Strickkragen, Strickbund, ohne drei Taschen
Größe	S-6XL
Farbe	weiß, grün, blau, gelb, rosa, rot, grau, schwarz usw.
Verpackung	5pcs / box, 50 Beutel / Karton oder als Ihre Anforderung
Verpackungsdesign	alle Innenbeutel und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein

Anwendungen	staubfrei Werkstatt, Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter
-------------	---

Bilder von Einweg-Kind Kittel:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

