

Beschreibung von Einweg-Clip Kappe:

Material: PP-Vlies

Farbe: weiß, grün, blau, rosa, gelb, rosa, orange, lila, rot (Alle Farben kann vorhanden sein)

Art: einzelner elastischer oder doppelt und elastisch

Gewicht: 10g-30g

Größe: 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 28 "

Verpackungsdetails: 100 PC / Beutel, 20 PC / ctn

Zertifizierung: CE / ISO13485 / FDA

Place of Origin: China

Spezifikation von Einweg-Clip Kappe:

Stoff	PP Vlies
Gewicht	10-30g
Stil	Elastic (latexfrei), Einzel- und Doppel elastische Art
Größe	18 ", 19 ", 21 ", 24 ", 28 "
Farbe	weiß, grün, blau, rosa, gelb, rosa, orange, lila, rot (alle Farben kann vorhanden sein)
Verpackung	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58x25x27cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. staubfreie Werkstatt , Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	100.000 PCS

Bilder von Einweg-Clip Kappe:





FAQ:

(1) Sie sind Hersteller oder ein Handelsunternehmen?

Wir sind ein Hersteller in Xiatao Stadt, Hubei. Willkommen zu unserer Fabrik zu besuchen.

(2) Darf ich Muster zu Testqualität? Kleiner Hinterauftrag akzeptabel?

Ja, wir möchten, dass Sie Proben zur Auswertung zu senden. Kleiner Hinterauftrag wird auch begrüßt.

(3) Kann bieten Ihnen maßgeschneiderte Service?

Ja, angepasste Größe und OEM-Marke zur Verfügung.

(4) Was ist Ihre Hauptprodukte?

Unsere wichtigsten Produkte sind Einweg-Gesichtsmaske, Einweg bouffant Kappe, Einweg-Overall, Laborkittel, OP-Kittel, Einwegschürze, Schuhabdeckung, usw.

(5) Was ist Ihre Lieferzeit?

Gewöhnlich versandfertig in 15 Tage 20feet Container.