

## **Beschreibung von Einweg-Kittel:**

1. Name: Kein Labormantel gewebt
2. Anwendung: Krankenhaus, Hotel, staub- Ort, Lebensmittel / elektronischer / chemische Werkstatt
3. Material: PP + PE
4. Farbe: weiß, grün, gelb, blau, rosa
5. Art: Elastische / Strickbündchen, Rundhalsausschnitt / mit Kragen, Knopf / Klett, Customization ist
6. Größe: S-XXXL Größen erhältlich
7. Verpackung: 5PCS / PE-Beutel, 50PCS / Karton und wie Sie benötigen
- 8,1 \* 20 "FCL: 50000PCS (Toleranz verschiedenen Größen und Materialien)
9. Mini Menge: 10, 000PCS
10. Bescheinigung: CER, FDA, ISO13485

## **Eigenschaften von Non-Woven Einweg-Jacken:**

1. Isolierung Kleid ist von größter Lieferant von ausgezeichneten Vliesmaterial hergestellt
2. Fusselfreie, wasserdicht, gute Zugfestigkeit, komfortabel
3. atmungsaktiv, hervorragende Körperwärme abzuführen, gegen Spritzer der

## **Styles von Einweg-Kittel:**

- Kragen, offen und Tasten
- Kragen, elastische und Tasten
- Kragen, offen und Reißverschluss
- Kragen, elastische und Reißverschluss
- Kragen, offen und Klettverschluss
- Kragen, elastische und Klettverschluss
- Gestrickte Kragen und Manschetten, Knöpfe
- Gestrickte Kragen und Manschetten, Reißverschluss

## **Details Abbildung des verfügbaren Dentallaborkittel:**



