

Beschreibung des verfügbaren Krankenhauskleid:

1. Material: SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond Vliesstoffe)
2. SMS Barrierestoff ist eine einzigartige dreischichtige Konstruktion, die eine hohe Zugfestigkeit und Zähigkeit bietet, die auch weich, biegsam ist, und leicht zu verarbeiten. SMS bietet eine Flüssigkeit und Partikelbarriere, um die Arbeiter zu schützen, ohne die Mobilität und Komfort zu verzichten.
3. Spunbond-Schicht aus Endlofilamenten bestehen, mit guter Zugfestigkeit und Dehnung, schmelzgeblasene Schicht aus kontinuierlichen Mikrofasern bestehen
4. Eigenschaften: Anti-Pull, umweltfreundliche, gute Zugfestigkeit, das Gefühl, weich, ungiftig, wasserdicht, luftdurchlässig

Die Design-Details für Wegwerfkrankenhauskleid:

1. Material: SMS
2. Manschette: elastische oder Strickbündchen; Hals: Krawatten oder Klettverschluss an der Rückseite des Halses
3. Taille: Beziehungen auf der Taille; Mit Papierkarte oder nicht
4. Farbe: blau, weiß, grün, gelb, rosa usw.
5. Andere Materialien und Spezifikationen sind ebenfalls erhältlich, können je nach Anforderungen der Kunden zu machen.

Anwendung:

Kann im Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie verwendet werden, müssen irgendwo Schutz. Verhindern und Staub, Partikel, Alkohol, Blut, Bakterien und Viren eindringenden isolieren. Kann als Besuch Mantel .Prevent te Kreuzinfektionen in der medizinischen Behandlung im Sanitärbereich eingesetzt werden. Wirtschaftlich und Einweg. Übereinstimmung mit den Hygienestandard.

Die Spezifikation von Einweg-SMS Kleid:

Stoff	SMS
Farbe	Weiß, grün, blau, gelb, etc.
Manschette	Strickbündchen oder elastische Bündchen,
Hals	Krawatten oder Klett
Taille	umbinden
Sleeves	Lange Ärmel / kurzen Ärmeln / nicht Ärmel
Sterilisation	EO Sterilisation oder nicht sterilisieren
Verstärkte Schicht	wie Ihre Anforderungen
Größe	S-6XL, oder als Ihr Antrag
Mindestbestellmenge	5.000 Stück
Preis:	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen:	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:	1 * 40 HQ ist in 15 Tagen beendet werden
Lieferzeit:	Je nach der Menge, in der Regel bestätigte 30 Tage nach der Bestellung

Die Größe Diagramm des Einweg-SMS Kleid:

Größe	S	M	L	XL
Höhe (cm)	110	115	120	125
Brustumfang (cm)	30	137	140	150

Details Abbildung des verfügbaren Krankenhauskleid:

