

Muster von Einweg-Krankenhaus Isolation Kleider

1. Lange Ärmel
2. Elastische Bündchen
3. Krawatten auf Hals und Taille
4. Mit sterilisiert und nicht sterilisierten Verpackung
5. Verschiedene Spezifikationen sind verfügbar

Indikationen von Einweg-Krankenhaus Isolation Kleider

1. Verhindern, dass die Ausbreitung von Körperflüssigkeiten und Blut spritzen Inhalt und zu isolieren, Staub, Partikel, Alkohol, Blut, Bakterien und Viren eindringenden.
2. Perfekt für Operationen mit großen Mengen von Flüssigkeiten. Für eine Übertragung von Infektions aus oder Personal auf die Wunde oder umgekehrt durch den direkten Kontakt zu verhindern.

Vorteile von Einweg-Krankenhaus Isolation Kleider

1. Latex-frei; abriebfeste; vollständig undurchlässig Flüssigkeit und Alkohol abweisend.
2. Bereitstellung zuverlässiger Barrieren für Wasserdampf oder Blut und anderen Flüssigkeiten.
3. Kann die Verschmutzung und die Oberfläche dieser Kleidung ohne Flecken zu verhindern.
4. Isolierung Kleider sind flüssigkeitsresistent und bieten kostengünstige, komfortable und zuverlässigen Schutz.
5. Diese Isolation Kleider haben elastische Bündchen mit genähte Nähte, die überlegene Stärke liefern.
6. Es kann das Risiko einer Kontamination und Übertragung von Infektionen zu reduzieren.

Spezifikationen von Einweg-Krankenhaus Isolation Kleider

| | |
|-------------------|---|
| Stoff | PP Vlies |
| Stil | Krawatte / Klettverschluss am Kragen, Krawatte an der Taille, elastisch / Strickbündchen |
| Größe | 115 * 137cm, 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm, etc |
| Farbe | Weiß, grün, blau, gelb, rosa, rot, grau, schwarz usw. |
| Kartongröße | 58X28X48 cm |
| Verpackung | Nicht steril, 10 Stück / Beutel, 10 Beutel / Karton. steril, 1 PC / sterilen Beutel, 100 Stück / Karton |
| Verpackungsdesign | Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein |
| Gewicht | PP 20-65gsm; PP + PE 40-65 gsm; SMS 35-65 gsm (komfortabel, ohne Glasfasern, latexfrei.) |
| Anwendungen | Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. staubfreien Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter |

Bilder von Einweg-Krankenhaus Isolation Kleider





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

