

Einweg-Vlies-chirurgische Kappen für den Arzt

Spezifikation:

Material	PP, SPP, SBPP, SMS, SMMs, mikroporös
Farbe	Weiß, blau, grün, gelb, rot ... usw.
Gewebegewicht.	PP 10-30gSM, SMS 30-65GSM, mikroporös45-65gsm
Art	bindet ein
Elastisch	Einzel Doppel
Größe	18 ", 19", 20 ", 21", 24 "... usw.
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA
Verpackung	100 / Beutel, 2000pcs / ctn oder als Ihre Anforderungen
Stichprobe	Probe kann in 2 Tagen abgeschlossen sein
Modell	Einweg-chirurgische Kappe

Vorteile:

1. Hersteller von Hersteller, Einweg-Moppkappe, alle Farben.
- 2, ISO, CE, Guter Schutz, Latexfrei, leichter Atem, umweltfreundlich,
- 3.Kapazität: 200.000pcs / Tag, 1 * 40HQ können innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein;
4. OEM-Verpackungsdesign, Service in 24 Stunden.