

## Spezifikation von sterilen Einweg-OP-Kittel:

Name:	sterilen Einweg-Operationskittel
Stoff:	SMS
Grammatur:	30-60 gsm
Schließung:	mit Riemenverschluss oder mit Klettverschluss
Anwendung:	für medizinische, chirurgische, Pharma-, laboratorial, Industrie
Größe:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Farbe:	Dunkelblau, etc., eine optionale
Verpackung:	Normale Verpackung: 1pcs / polybag, 50pcs / carton
Lagerung:	Stored in trockenem, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
Zertifizierung:	CE, ISO13485

## Größentabelle von sterilen Einweg-Kleid:

SURGICAL / ISOLATION GOWN SIZE CHART (Customized Größendiagramm ist willkommen)						
CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HÖHE	115	115	120	125	130	135
CHEST LÄNGE	127	137	140	145	150	155

## Styles von sterilen Einweg-Kleid:

- A.standard Betrieb Kleid mit Strickbündchen
- B.standard Betrieb Kleid mit elastischen Bündchen
- C.half verstärkten Betrieb Kleid mit Strickbündchen
- D.full verstärkten Betrieb Kleid mit Strickbündchen

## Vorteile von sterilen Einweg-Kleid:

- 1.SMS Material: Fusselfreie, wasserdicht, gute Zugfestigkeit, comfortable.
- 2.Dünnere, nicht reizend, antibakterielle Eigenschaft, gute Zugfestigkeit, Superior Atmungsaktivität und antistatisch, Schlagfestigkeit, weich, bequem.
- 3.Provide Eine ausgezeichnete Barriere gegen potentiell infektiöses Blut und anderen Körperflüssigkeiten. gegen Spritzer von chemischen Material und festem Staub.
- 4.Einweg SMS auch OP-Kittel in erster Linie für den Arzt für den Betrieb, in den Isolationsraum der Ärzte und Besucher zu verwenden.
- 5.Disposable SMS OP-Kittel ist die konventionelle medizinische Bekleidung, können die Gesundheitsschutznormen im allgemeinen Fall erreichen.
- 6.SMS: "Drei Verteidigung" (wasserdicht, Anti-Alkohol-und Anti-Blutspritzer) mit nationalen und

internationalen medizinischen Standards zu erfüllen.

### Bild von Einweg arbeiten Rock:

