

## Einweg-OP-Hauben-Einleitung:

Einmal-OP-füllig Kappen sind aus weichem PP-Vlies-Material, Nähen und automatische Stil. Einweg-OP-Hauben Vlies Krankenschwester Kappen sind bequem für den Personenschutz im Krankenhaus oder einer anderen medizinischen Ort.

Auch die "füllig" Stil OP-Hauben ist bequemer für diejenigen mit längeren Haaren. Dies ist eine gute Wahl, weil es mehr Platz hat und nicht ins Schwitzen gegen die Kopfhaut halten, die Reizungen und Juckreiz fördern können. Ein Chirurg kann nicht sein sich Gedanken über seinen Kopf kratzen, während die Durchführung der Operation.

## Einmal-OP-füllig Kappen Vorteile:

1. Capability: abstößt Flüssigkeiten von den Außenseiten.
2. Material: PP Vliesstoff.
3. Hygiene und Qualität in Übereinstimmung mit dem CE, ISO13485
4. Kunden, Logos wird akzeptiert.
5. Verschiedene Größen und Farben erhältlich.
6. Komplettes Haarbedeckung aus weichen bequemen, thermisch gebundenen Licht Polypropylen-Faser mit einem gekapselten elastischen Rand hergestellt.
7. Cap ist kompakt in Streifen gefaltet leicht offen zu gestalten.
8. Mit Einzel- oder Doppel elastisch zur Verfügung, in Form plissierte oder Clip mit verschiedenen Farben erhältlich.

## Einweg-OP-Hauben Indikationen:

1. Geeignet für elektronische produziert, Restaurants, Lebensmittelverarbeitung, Schule, Krankenhaus etc. Weit verbreitet in der Klinik verwendet, Krankenhaus Restaurant, Lebensmittelgeschäft.
2. Sterile Einweg-Kappen sind für Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten.
3. Non-sterile Einweg-Kappen können für staubfreie Werkstatt , Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie verwendet werden, elektronische produziert und so weiter.

## Einweg-OP-Hauben Spezifikationen:

Stoff	PP Vlies
Gewicht	10-30g
Stil	Elastic (latexfrei), Einzel- und Doppel elastische Art, mit Spitze
Größe	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
Farbe	blau (alle Farben kann vorhanden sein)
Verpackung	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58x25x27cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. staubfreie Werkstatt , Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	100.000 PCS

## Details Foto von Einweg-OP-Hauben:





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

