### Beschreibung von Einweg-Schürze

- 1.Low density Polyethylen oder Polyethylen hoher Dichte.
- 2. Available in verschiedenen Größen.
- 3.Grade: Nicht steril.
- 4. Widely in Bereichen der medizinischen Untersuchung, Lebensmittel-

Handhabung, Restaurants, Gartenarbeit, Haushalt, etc.

### Qualitätskontrolle

- 1. Wir werden nicht gestartet werden, um die Produkte zu machen, bis Sie die Probe bestätigen.
- 2. Die Verpackung wird wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und versiegelt

#### **Fabrik Vorteil**

- 1.Offer OEM-Service
- 2. Schneller Service und pünktliche Lieferung
- 3. Hohe Qualität & amp; Competitive Preis hilft Ihnen, Ihre Konkurrenten zu besiegen.
- 4. Proben und Anpassung zur Verfügung.
- 5. Schnelle Zahlung, schnelle Lieferung und günstigen Preis
- 6. Stabile Qualität und beste After-Sales-Service.
- 7. Berufs QC, die Produktqualität zu kontrollieren. Alle erfüllen die Produkte mit den internationalen Qualitätsstandard wie CE, ISO13485.
- 8. Haben genügend Erfahrung und gewann ein hohes Ansehen bei unseren Kunden die ganze Wort.

Wie Amerika, Südamerika, Europa und Asien und so weiter.

### Spezifikationen von Einweg-Schürze

Beschreibung	Einweg-Schürze
Stoff	LDPE / HDPE / CPE
Gewicht	5g 25g
Dicke	0,01 ~ 0,045 mm
Stil	geprägte oder glatte Oberfläche
IL-TOICE	61 * 107cm, 71 * 117cm; 70 * 120cm, 80 * 140 cm oder maßgeschneiderte
Farbe	weiß, klar, blau, rot, grün oder als Ihre Anforderung

Verpackung	100pcs / bag, 10 Beutel / Karton oder 100pcs / box, 10boxes / ctn.
Verpackung Entwurf	alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Anwendungen	Weit verbreitet in Felder der medizinischen Untersuchung, den Umgang mit Lebensmitteln, Restaurants, Gartenarbeit,Haushalt, usw.
MOQ	100.000 PCS
Sample	chirurgische Schürze Probe kann sein geliefert kostenlos für Ihre Qualität innerhalb 3 Tage Überprüfung
Zahlung Begriff	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Lieferung Zeit	1 * 40HQ chirurgische Schürze kann innerhalb von 25 Tagen abgeschlossen sein
FOB Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## Bilder von der Schürze





### **FAQ:**

# F: 1.Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen Rechte Gesellschaft im Jahr 2013 exportiert.

#### Q: 2. Wie hoch ist die Zahl der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen?

A: Unsere Fabrik ist etwa 380-400 Facharbeiter, 10 professionelle QC für die Qualitätsprüfung während jeder Prozess und 10 professionelle Int'l Sales mit 3-8 Jahre Erfahrung in Int'l Handelsabteilung.

# F: 3. Haben Sie Ihr Unternehmen System jede Qualitätsmanagement wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA. REACH und NELSON Bericht.

### F: 4.Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es

### bekommen?

A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.

### F: 5.Kann wir unser Logo in den Produkten oder Verpackung drucken?

A: Ja, alle Produkte werden nach Maß und alle Paket kann als Ihr Kunstwerk gedruckt werden.