

Einweg-Operation Schutzmaske

1. Hersteller von Herstellern, Einweg-Gesichtsmasken, Alle Farben.
2. DE14683, ISO, CE, FDA, BFE > 99%, Typ II / Typ IIR-Standard.
3. Kapazität: 1000.000 pcs / Tag, 1 * 40HQ kann sein innerhalb von 10-15 Tagen beendet;
4. Laxet frei, leichter Atem, umweltfreundlich, OEM Packungsdesign.

Die Eigenschaft der wegwerfbaren chirurgischen Gesichtsmaske

Alle Masken bestehen aus hochwertigsten Materialien, bieten einen hervorragenden Schutz und Überlegener Komfort:

- Dieses Produkt enthält nicht gewebte Stoffe, schmelzgeblasene Gewebe und Nase Clips - es ist auch angenehm, lange Zeit zu tragen
- Bindung an oder Ohrschleife kann wählen

Die Spezifikation der verfügbaren Operation Schutzmaske

Stoffmaterial	Schicht 1: PP nicht gewebt Schicht 2: Hohe Filtrationspapier Layer3: PP nicht gewebt
Stil	Bindung an oder Ohr Schleife
Abmessungen Größe.	17,5 * 9,5 cm
Gewebegewicht.	20gsm + 25gsm + 20gsm
Farbe	weiß Blau, grün, gelb, orange, rosa, lila, frisch grün, burgund usw
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000pcs.
Verpackung Design	kann als dein sein Design
Verpackung	50 PCs / Box, 2000 PCs / CTN oder als Ihre Anforderung
Fähigkeit	1000.000 stücke pro Tag
Lieferzeit	7-30 Tage
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreier Werkstatt

Das Bild der wegwerfbaren chirurgischen Gesichtsmaske





