sind aus hochwertigsten Materialien und bieten einen hervorragenden Schutz und einen hervorragenden Komfort: - nicht fließende Materialien sind glatt und angenehm, um Hautreizungen zu beseitigen - hoch atmungsaktive Bauschichten sind auch während längere Fälle cool, auch während der Fälle

<b>Stoff Material</b>	SMS-Material
Stil	Mit Klettverschluss auf Kragen, Bindung an Taillenstrickmanschetten
Abmessungen S. Ize	X-3XL.
Stoff W acht	30-60g., C Ould sein Wie Ihre Anfrage
Farbe	Blaue Farbe
Zertifikat	ISO13485, FDA
MOQ:	10000. Stck
Verpackungsdesign	Kann als Design sein
Verpackung	1 stück / Kunststoff Papiertüte, 50pcs / ctn, oder als Ihre Anforderung
Fähigkeit	60.000. PCs pro Tag
Lieferzeit	7-30 Tage
Anwendungen	Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreier Werkstatt,Krankenhaus

Das Bild von Einweg-chirurgisches Kleid









