

## Einweg-weißen Kitteln Einführung:

1. PP Vliesstoff mit antistatisch
2. 20-60g / m<sup>2</sup> Gewicht
3. Elastic / gestrickt / offene Manschette
4. Long / Short-Hülse
5. Direkt Hersteller, Einweg-Kitteln, alle mögliche Farben
6. Kapazität: 10,000pcs / Tag, 1 \* 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden
7. Gute Barriere gegen Flüssigkeiten und atmungsaktiv, OEM Verpackung Design, Service innerhalb von 24 Stunden
8. Wir haben CE, FDA und ISO 9001-Zertifizierung

## Einweg-weißen Laborkittel Eigenschaften:

1. Wählen Sie das beste von Vlies zuverlässige und selektive Barrieren für Bakterien, Blut und anderen Flüssigkeiten.
2. Fusselfreie wasserdicht, gute Zugfestigkeit, komfortabel, atmungsaktiv. Ausgezeichnete Körperwärme, antistatisch, gegen Spritzer der Flüssigkeit zu zerstreuen
3. Große antibakterielle Wirkungen, die Arbeitnehmer vor der Exposition gegenüber verschiedenen Partikel von Schadstoffen und Insektizide usw. schützen

## Einweg-Laborkittel Materialeigenschaften:

PP Einweg-Kittel aus hydrophoben Polypropylen-Material, Latex-frei; abriebfeste; fusselarm; mit einem hohen Grad an Flüssigkeitsabweisung.

## Einweg-Besucher Mantel Spezifikationen:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produkt:             | Einweg-weißen Kitteln  |
| Stoff:               | PP-Vlies   |
| Grammatur:           | 20-50gsm   |
| Stil:                | langen oder kurzen Ärmeln;<br>elastisch oder Strickbund;<br>Revers / stand / rund / Strickkragen optional<br>mit / ohne Tasche;<br>mit Druckknopf oder Klettverschluss |
| Anwendung:           | für medizinische, pharmazeutische, laboratorial, workshop Sektor   |
| Farbe:               | Blau , Weiß, Dunkelblau, etc., eine optionale  |
| MOQ                  | 5000pcs  |
| Verpackung:          | 5 oder 10pcs / bag; 50 oder 100pcs / CTN;  |
| Lagerung:            | Stored in trockenen, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager  |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, PayPal. Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,   |
| Weitere Dienste:     | OEM und Customized Logo / Marke  |
| Zertifizierung:      | CE, ISO13485   |
| Lieferzeit           | Capacity: 10,000pcs / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;   |

**Details Abbildung des verfügbaren weißen Kittel:**

