

Product details

Beschreibung von SF anti-statische einheitliche Laborkittel

1. Material: SF50G
2. Farbe: Weiß,
3. Art: Elastische Manschette, mit Kragen, Knopf, mit Taschen
4. Größe: S-XXXL Größen erhältlich
5. Verpackung: 5PCS / PE-Beutel, 50PCS / Karton und wie Sie benötigen
- 6,1 * 20 "FCL: 50000PCS (Toleranz verschiedenen Größen und Materialien)
7. Mini Bestellmenge: 5000PCS
8. Bescheinigung: CER, FDA, ISO13485

Unser Vorteil:

1. Directly Hersteller, Einweg-Kitteln, alle Farben.
- 2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, mikroporöser,
3. Capacity: 10,000pcs / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;
4. Gute Barriere gegen Flüssigkeiten und atmungsaktiv, OEM Verpackung Design, Service innerhalb von 24 Stunden.
5. Einweg Laborkittel von High-Performance-Isolierung Schutzmaterial hergestellt.

Spezifikationen von SF anti-statische einheitliche Laborkittel

Stoff	Mikroporöser Film SF
Grammage	50g, konnten als Ihre Anfrage
Stil	Mit Kragen, Snaps vor, elastische Bündchen, mit Taschen
Größe	S-6XL
Farbe	weiß, etc.
Verpackung	5pcs / box, 50 Beutel / Karton oder als Ihre Anforderung
Verpackungsdesign	alle Innenbeutel und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Anwendungen	staubfreie Werkstatt, Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, Herstellung von elektronischen und so weiter

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

F: 3. Setzen Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA, REACH und NELSON Bericht.

F: 4. Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es

bekommen?

A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.