

Beschreibung der medizinischen chirurgischen Peeling Hüte:

Produktname:	Arzt Chirurg Kappe Hersteller China, Krankenhaus chirurgische bouffant Kappen, medizinische chirurgische Hüte schrubben	Stoff:	PP-Vlies
Farbe:	weiß (andere Farben können verfügbar)	Stil:	einzigsten elastischen
Größe:	19 "	Grammatur:	PP10g

Vorteile von medizinischen chirurgisches Gestrüpp Hüte:

- 1.Pleated elastisches Band um, reichlich Platz für lange Haare. Es kann fallen Haare verhindern, um mögliche Probleme zu vermeiden.
- 2.Used in Krankenhäusern und Reinraum.
- 3.Breathable, nicht saugende, Haltbarkeit
- 4.PP-Vlies, wirtschaftlich, elegant und gut aussehend.

Indikationen von medizinischen chirurgisches Gestrüpp Hüte:

Die medizinischen chirurgische scheuern Hüte sind für Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. Und die nicht-sterile Einmalkappen können für staubfreie Werkstatt , Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie verwendet werden, elektronische produziert und so weiter.

Spezifikationen der Arzt Chirurg Kappe Hersteller China:

Stoff	PP Vlies
Grammage	10g
Stil	einzigsten elastischen
Größe	19 " usw.
Farbe	weiß, (andere Farben kann vorhanden sein)
Verpackung	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn

Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58x25x27cm
Anwendungen	Für Krankenhaus klinische medizinisches Personal und Patienten. staubfreie Werkstatt , Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	100.000 PCS

Detailbilder von Arzt Chirurg Kappe Hersteller China:



