

1. Material: PP nicht gewebt / pp + pe / sms
2. Stil: Single Elastic, doppelt elastisch
3. Gramm Gewicht: 10g-20g
4. Farbe: Weiß, Blau, Grün usw.
5. Zertifikat: CE, ISO 13485, FDA genehmigt

Produktparameter.

Material	SPP / PP + PE / SMS
Gewicht	10-20gms
Stil	Einzelne elastische, doppelte elastische
Größe	18 ', 19', 20 ', 21'
Farbe	weiß, grün, blau etc
Verpackung	100 teile / sack, 2000 stücke / karton
Packungsdesign.	Der gesamte Innensack und der Kartondruck können als Design sein
Kartongröße	Standard
Anwendungen	Krankenhaus, Spa, Schönheit und etc.
Moq.	100000 PCs
Stichprobe	Kann innerhalb einer Woche kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungsbezeichnung	T / t, l / c
Lieferzeit	Wie Sie an der Menge (wir können 100.000 PCs pro Tag abschließen)
FOB-Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Produktvorteil

Essen weich und bequem

Staubschutz

Wasserbeständigkeit

Umweltfreundliches Material

Produktbild

Vorlaufzeit

In 15-25 Tagen nach Bestätigung der Erhaltseinzahlung

Produktivität

100.000 PCs pro Tag

Verpackung

100 teile / sack, 2000 stücke / karton

100 teile / sack, 1000 stücke / karton

Hafen

Wuhan / Shanghai / Ningbo Port oder ein anderer Hafen in China