

Grün 3-fache medizinische Masken mit Innenohrschleife 3-lagige chirurgische Masken bfe> 95%

Einweg Die chirurgische Gesichtsmaske besteht aus 3 Schichten, die inneren und äußeren Schichten bestehen nicht aus PP

gewebt, Mitte Die Schicht besteht aus 99 Filterpapier mit hohem Standard. Im Ohrschlaufenstil.

Vorteile der chirurgischen Einweg-Gesichtsmaske

1. Einweg Gesichtsmaske Größe: 17,5 x 9,5 cm, 3-lagig.
2. Sehr Geringer Atemwiderstand, frei von Fremdgerüchen, ohne zu stimulieren Gefühl.
3. Der Nasenriegel kann anpassungsfähig, bequem, ohne Glasfasern und latexfrei sein.
4. BFE (Bakterienfiltrationseffizienz) $\geq 95\%$ (99%).
5. Verwenden Sie Ultraschallschweißtechnologie und angenehmes Tragen.
6. Weiß, Blau, Grün, Rot, Rosa, Gelb können verfügbar sein.

Indikationen für chirurgische Einweg-Gesichtsmasken

1. Sterile Produkte sind wird für klinisches medizinisches Personal und Patienten im Krankenhaus verwendet.
2. Nicht sterile Produkte können staubfrei verwendet werden Werkstatt, Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronikhersteller und so weiter auf.
3. Um die Ausbreitung von Körperflüssigkeiten und Blutspritzern zu verhindern und isolieren Sie das Eindringen von Staub, Partikeln, Alkohol, Blut, Bakterien und Viren.

Einweg-Gesichtsmaske normale Verpackung

- 1, nicht steril, 50 Stück / Karton, 2000 Stück / Karat, Kartongröße: 52x38x30cm,
1 * 20ft Ladung: 500 Kartons, 1 * 40HQ Ladung: 1150 Kartons.
- 2, Steril, 1 Stück / Beutel, 50 Beutel / Karton, 1000 Stück / ctn, Kartongröße: 52 x 19 x 30 cm

Einweg-Gesichtsmaske Technische Daten

Beschreibung	Chirurgische Einwegzahnärzte Hygienegesichtsmasken
Material	3ply, pp Vlies 20 g + Filter 20 g + pp Vlies 25 g
Gewicht	20 + 20 + 25 g (bequem, ohne Glasfasern, latexfrei.)
Stil	Elastisch Ohrschleife (latexfrei)
Größe	17,5 x 9,5 cm (Erwachsene)
Farbe	weiß, grün, blau, pink, gelb, pink, orange, lila, rot (alle Farben können verfügbar sein)
Verpackung	Nicht steril: 50 pcs / box, 2000pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle innere Box und Kartondruck kann als Ihr Design sein
Kartongröße	52x38x30cm

Anwendungen	Krankenhaus klinisches medizinisches Personal und Patienten. staubfreie Werkstatt , Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	5000 Stck
Stichprobe	Kann sein Lieferung kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung innerhalb einer Woche
Zahlungsfrist	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Lieferzeit	wie du Menge (wir können 1 Million Stück pro Tag fertig stellen)
FOB-Anschluss	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

