

Product details

Features der SMS OP-Kittel:

- 1.SMS Material: Fusselfreie, wasserdicht, gute Zugfestigkeit, bequem.
- 2.Light-Gewicht, nicht reizend, antibakterielle Eigenschaft, gute Zugfestigkeit, Superior Atmungsaktivität und antistatisch, Schlagfestigkeit, weich, bequem.
- 3.Provide eine hervorragende Barriere gegen potentiell infektiösen Blut und anderen Körperflüssigkeiten. gegen Spritzer der chemischen Material und festem Staub.
- 4.Disposable SMS OP-Kittel die konventionelle medizinische Bekleidung ist, kann die Gesundheit erreichen Schutzstandards im allgemeinen Fall.
- 5.SMS: "Drei Verteidigung" (wasserdicht, Anti-Alkohol-und Anti-Blutspritzer) mit einzuhalten nationalen und internationalen medizinischen Standards.

Details Information von SMS verstärkten OP-Kittel:


Name:	grün SMS OP-Kittel Pflanze, Krankenhaus sterile Operationskittel, sterile Verpackung verstärkt OP-Kittel verstärkt
Stoff:	SMS
Grammatur:	50 gsm
Schließung:	mit Riemenverschluss oder mit Klettverschluss
Anwendung:	für medizinische, chirurgische, Pharma-, laboratorial, Industrie
Größe:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Farbe:	Grün, Blau, etc., eine optionale
Verpackung:	Normale Verpackung: 1pcs / polybag, 50pcs / Karton
Lagerung:	Stored in trockenen, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
Zertifizierung:	CE, ISO13485, FDA

Größentabelle:

SURGICAL / ISOLATION GOWN SIZE CHART (Customized Größendiagramm ist willkommen)

CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HÖHE	115	115	120	125	130	135
BRUSTWEITE	127	137	140	145	150	155

SMS Diagramm:



Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!