

Beschreibung der Anwendung im Krankenhaus Vlieslaborkittel:

1. Material: PP50g
2. Farbe: grün,
3. Art: Strickbündchen / Kragen, Knopf
4. Größe: S-XXXL Größen erhältlich
5. Verpackung: 5PCS / PE-Beutel, 50PCS / Karton und wie Sie benötigen
- 6,1 * 20 "FCL: 50000PCS (Toleranz verschiedenen Größen und Materialien)
7. Mini Menge: 10, 000PCS
8. Bescheinigung: CER, FDA, ISO13485

Merkmale des Krankenhauses verwenden Vlieslaborkittel:

1. Hand Nähen, Farbe grün, knitted Manschette und Kragen mit der Tasche.
2. Non reizend, antibakterielle Eigenschaft, gute Zugfestigkeit, fusselfreies, Superior Atmungsaktivität und antistatisch, Schlagfestigkeit, weich, bequem.
3. Against Spritzer von chemischen Material und festem Staub.
4. Usually Vlieslabormantel mit der Wirkung von staubfrei und Anti-Virus-weit öffentlichen Ort, medizinische Industrie, Umwelt Reinigung, elektronische Fabrik, Lebensmittelverarbeitung, in der Schule und Krankenhaus verwendet werden.

LAB COAT Größentabelle:

Laborkittel Größentabelle (Customized Größe ist willkommen)								
CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
HÖHE	100	103	107	110	112	113	120	120
BRUSTWEITE	132	135	137	140	142	147	150	158

Spezifikation von Einsatz im Krankenhaus Vlieslaborkittel:

Name:	Einsatz im Krankenhaus Vlieslaborkittel, qualitativ hochwertige medizinische grüne Laborkittel, non-woven Labormantel-Hersteller in China
Stoff:	PP-Vlies
Grammatur:	50gsm

Stil:	langen oder kurzen Ärmeln; elastisch oder Strickbund; Revers / stand / rund / Strickkragen optional mit / ohne Tasche; mit Druckknopf oder Klettverschluss
Anwendung:	für medizinische, pharmazeutische, laboratorial, workshop Sektor
Farbe:	grün oder benutzerdefinierte optional
MOQ	5000pcs
Verpackung:	5 oder 10pcs / bag; 50 oder 100pcs / CTN;
Lagerung:	Stored in trockenen, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
Zahlungsbedingungen:	T / T, PayPal. Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Weitere Dienste:	OEM und Customized Logo / Marke
Zertifizierung:	CE, ISO13485
Lieferzeit	Capacity: 10,000pcs / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;

Bilder von Krankenhaus verwenden Vlieslaborkittel:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

