

Einweg-Kleid ist aus Hochleistungs-Isolationsschutzmaterial. Weit verbreitet in der medizinischen Sicherheit Schutz, aseptischer Werkstatt, Schutzisolierung, Miningelektronikfabrik, Food Factory Farm Tierhaltung Biohazard und so weiter. Mit zwei Arten von Prozessen: Näh- und Ultraschall-thermische Bindung.

Materialmerkmale:

1. PP-Kleid.

Es besteht aus hydrophoben Polypropylen Material, latexfrei; abriebfest; niedriger Fussel; mit einem hohen Flüssigkeitsniveau Abweisung.

Farbe: weiß, grün, blau, gelb, orange und so auf

Materialgewicht: 30-65gsm.

2. PP + PE-Kleid

Es besteht aus PP + PE-Material, latexfrei; abriebfest; vollständig undurchlässige Flüssigkeit und Alkoholabweisend.

Farbe: weiß, grün, blau, gelb.

Material Gewicht: 40-65gsm.

3. SMS-Kleid (Standard und Verstärkt):

Es besteht aus hydrophoben SMS / Spunlace-Material, latexfrei; abriebfeste; niedriger Fussel; mit einem hohen Flüssigkeitsabweisung; ein Gute Barriere für Blut, Körperflüssigkeiten und Pathogene.

Mit starndard und verstärkt style.reinforced style mit zusätzlichen Schutzverstärkungen an Ärmeln & Brust, der völlig unkombolische Flüssigkeit und alkoholabweisend sein kann.

Verfügbar Farbe: weiß, blau.

Materialgewicht: 35-65gsm.

4. Microporous-Kleid

Permeabilität ist stark, antistatisch; Bessere Permeabilität in einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln, Säure und Alkali Korrosionsbeständigkeit gleichzeitig mit hoher Auswirkungsfähigkeit Mechanische Eigenschaften der Zähigkeit, Textur weich, bequem nicht Verbrennungsunterstützung ungiftig nicht irritierend, harmlos auf der Haut.

Verfügbare Farbe: weiß

Materialgewicht: 45-65gsm.

Die Spezifikation von Einweg-Kleid

Stoffmaterial	PP, PP / PE, SMS, SMMs, CPE
----------------------	-----------------------------

Stil	Krawatte / Magisches Band am Hals, elastische / strickenmanschetten,
Größe	S-5XL.
Farbe	weiß Blau, grün, gelb, rosa usw
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000pcs.
Verpackung Design	kann als dein sein Design
Verpackung	10 teile / box, 100 PCs / CTN oder als Ihre Anforderung
Lieferzeit	Kapazität: 10.000pcs / Tag, 1 * 40HQ können innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein
FOB-Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Bild





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





