

Einführung von Labormäntel Großhandel für Kinder:

Laborkittel Großhandel für Kinder Vliesstoff, hergestellt von PP, weit verbreitet in der Schule, im Krankenhaus verwendet

und laboratory und bietet einen guten Schutz gegen Staub, particles etc. Es ist wirtschaftlich für Single benutzen.

Spezifikationen von Labormäntel Großhandel für Kinder:

Produkt:	Labormäntel Großhandel für Kinder
Stoff:	PP nicht gewebt
Grammatur:	40gsm, oder Gramm als Ihr Antrag
Stil:	long oder kurz Ärmel; elastic oder stricken Manschette; Revers / Stand / Runde / gestrickt Kragen optional mit / ohne Tasche; mit Schnapp Taste oder Klett Schließung
Anwendung:	für medizinische, pharmazeutische, laboratorial, workshop Sektor
Farbe:	Blau, Weiß, Dunkelblau, etc., eine optionale
MOQ	5000pcs
Verpackung:	1 oder 5pcs / bag; 50 oder 100pcs/ CTN;
Lagerung:	Stored in trockenen, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
Zahlungsbedingungen:	T / T, L / C, D / P, Paypal, usw.
Weitere Dienste:	OEM und Customized Logo / Marke
Zertifizierung:	CE, ISO13485

Unser Vorteil:

- 1,5, 000 Quadratmeter absolut staubfreie saubere Werkstatt für Kleidung machen
2. Wir halten uns an strenge Qualitätskontrolle Standard auf die Produktion hoher Qualität zu

gewährleisten.

3. Unterschiedliche Gestaltung von Produkten ist auf Anfrage erhältlich.

4. Proben und verfügbaren Anpassungs

Bilder von Kinder Einweg-Kittel:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

