

Schlüssel Spezifikationen / Besonderheiten:

Material: S. nicht gewebt

Gramm: 40gsm oder maßgeschneidert

Größe: Allgemeine Größe oder angepasst

Farbe: blau / pink / schwarz usw

Anwendung: Spa, Massage, Krankenhaus, Salon usw

Lagerung: gespeichert trocken, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht korrosives Gase Lager

Probe: frei

Bedrucktes Logo: Ja

Feature:

1. Triktion Standardqualitätskontrolle mit CE, ISO.

2. Made von hoher Qualität von PP-Material.

3. Direkter Umsatz mit konkurrenzfähigem Preis.

4. EXPERIERTES Zeug, schnelle Lieferung, stabile Produktionskapazität.

5. Über 10-jähriger Produktionserfahrung.

6. OEM ist verfügbar, verschiedene Größen, Dicke, Farben, Bedruckte Logos usw.

7. Professionelle Verkaufsteams, um Ihnen in ganzem Herzen zu dienen.

Verpackung & Versand:

1. Normales Paket: 1pcs / Bag, 5pcs / Mid Bag, 600pcs / Karton.

2. MOQ: 10000pcs.

3. Port: Shanghai / Wuhan, China.

4. Verample Verfügbarkeit: Ja.

5. Normale Vorlaufzeit: 3 Tage für Musterbestellung, 25days für Sammelbestellung.

| | |
|--------------------|--|
| Materialien | NICHT GEWEBT, SBPP, SMS, Spunlace, Baumwolle, Polyester |
| Größe | Freie Größe |
| Gewicht | 25-50gsm |
| Feature | atmungsaktiv, biologisch abbaubar, recycelbar, umweltfreundlich, nontoxisch, weich, komfortabel, sauber, praktisch |
| Paket Karton | 1 stücke / tasche, 5 stücke / mittelbeutel, 600 teile / karton |
| Zahlung Weg | T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow |
| Anwendung | Krankenhaus, Reisen, Hotel, Sauna Haus, Schönheitssalon, Spa, Babys, Menstruation, Puerpera usw |
| Fob. Hafen | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou, als Ihre Anforderung |

Fotos des Produkts





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL









