

## Schlüsselspezifikationen / Besonderheiten:

### 1. Produkt. GRÖSSE:

S M L XL XXL

### 2. Material:

PP 30-70GSM.

SMS 30-70GSM.

Sf 50-70cm

Pp + pe 30-60gsm

### 3. Material BEHANDLUNG:

Material BehandlungResult.

Anti-Wasser: Ja

Anti-Dust: Ja

Anti-Statik: Ja / Nein

Anti-Blood: Ja / Nein

Anti-Alkohol: Ja / Nein

### 4. Farbe: weiß, blau, dunkel Blau, orange usw.

### 5. Useage:

A. Kimonobe in der Wellness- und Sauna verwendet, um den Körper gegen das Wasser zu bequemen und der Staub.

B. Kimono Can. in der Massage verwendet werden, um Ihren Körper zu entspannen.

C.Kimono. Kann im Reinigungsraum verwendet werden, beispielsweise der GMP.

D.kimono. kann im Krankenhaus eingesetzt werden.

### 6. Verpackung:

10pc / Beutel, 100pcs / ctn

### 7. OEM. BEDIENUNG:

Eine Kanne Drucken Sie die Band für unseren Kunden auf der PE-Tasche

B.kan. Drucken Sie die Band für unseren Kunden in der Kartonbox

### 8. Proben:

Proben Kann mit 3 Tagen nach dem Bestätigen ausgeschickt werden.

## 9. Lieferung. DATUM:

Es kann 15 Tage nach Erhalt der Einlage geschickt werden.

<b>Produktname:</b>	Einmaliges Verwenden Sie den Spa-Dressing
<b>Größe:</b>	S: 110 * 130 cm; M: 115 * 137cm, L: 120 * 140 cm, XL: 125 * 145cm; XXL: 130 * 150 cm Oder maßgeschneidert
<b>Farbe:</b>	weiß, blau, rosa, gelb oder maßgeschneidert
<b>Material:</b>	SBPP, SMS, Spunlace
<b>Stichprobe:</b>	Kostenlose Proben verfügbar.
<b>Anwendung:</b>	Hauptsächlich in Spa, Schönheit Salon Hospital etc.
<b>MOQ:</b>	5000pcs.
<b>Paket:</b>	10pc / Beutel, 100pcs / ctn
<b>Zahlung:</b>	T / t, l / c
<b>Lieferzeit:</b>	Versand in 20 Tagen

Bilder des Produkts:









