Einführung von Einweg-Clip Kappe:

Markenname: ORIENT EHRLICH

Modell-Nr: OH-1001, OH1002, OH1003

Zertifizierung: CE / ISO13485 / FDA

Herkunftsort: China

Stoff: PP-Vlies

Farbe: weiß, grün, blau, rosa, gelb, rosa, orange, lila, rot (alle Farben kann vorhanden sein)

Stil: elastische Klammer Kappen

Gewicht: 10g-30g

Größe: 18 ", 19 ", 21 ", etc.

Verpackungsdetails: 100 PC / Beutel, 20 PC / ctn

Spezifikationen von Einweg-Clip Kappe:

Produkt:

medizinisches Verbrauchsmaterial hoher Qualität bunte Vlies Einzel- oder Doppel elastischen 19 '' 20 '' 21 '' benutzerdefinierte Größe Einweg Clip

Kappe

Stoff: Nonwoven pp mit elastischen

Grammatur: 10g ~16G

Stil: Einzel elastisch oder doppelt und elastisch

Größe: 19 " oder 18 ", 20 ", 21 ", etc.

Farbe: Weiß, Grün, Gelb, Blau, etc.

MOQ 100.000pcs

Verpackung: 100pcs / bag; 2000pcs / ctn

Anwendung: für Haushalt, medizinische, chirurgische, Pharma-, laboratorial, Industries,

Malerei, Reinigung Raum, etc.

Lagerung: Stored in trockenen, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive

Gase Lager

Zahlungsbedingungen: T / T, L / C, Paypal, D / P, D / A, usw.

Weitere Dienste: OEM und Customized Logo / Marke

Zertifizierung: CE, ISO13485, FDA

Eigenschaften von Einweg-Clip Kappe:

- 1. Atmungsaktiv, nicht saugende, Haltbarkeit
- 2. Mit Einzel- oder Doppel elastisch zur Verfügung, in Form plissierte oder Clip mit verschiedenen Farben erhältlich.
- 3. Bakterien Filtrationseffizienz (BFE) hat 99,1% erreicht. Diese Rate ist viel höher als normale Standard von 97%.
- 4. Kostenlose Proben und Anpassung zur Verfügung
- 5. Clip förmige Kappe vor entfaltete
- 6. Wir konnten beste Qualität, schnelle Lieferung garantieren, die Entwicklung neuer Materialien.

Bilder von Einweg-Clip Kappe:



