

Schlüsselspezifikationen / Besonderheiten:

1. Product Name: Einweg-Haarband
2. IZE Informationen: 11 * 62 cm oder maßgeschneidert
3. Spezifikation: 100pcs / Bag
4. Material: nicht gewebt
5. Gramm Gewicht: 10-30 gsm
6. Anklation: Spa, Makeup, Krankenhaus, Lebensmittelverarbeitung, Hotel ...

Hauptmerkmale:

1. Komfortabel, Soft, eco-friendly, praktisch, elastisch
2. Stretchable Design: Eine Größe passt alle
3. Weiß, gelb oder maßgeschneidert
4. Weiches Gewebe, angenehmes Gefühl und gute Elastizität; leicht, kein übermäßiger Druck auf der Kopfhaut; Atmungsaktiv, mit einem Haarband auf dem Kopf und einer erfrischenden Haut

Verpackung: 100pcs / Bag, 1000 PCS / CTN oder angepasst

Unsere Dienstleistungen:

1. Professionelles Designer-Team bietet Ihnen hochwertige und zufriedenstellende OEM-Pakete Designvorschlag
2. OEM Dienste: Gewicht, Farbe, Material, Stile können angepasst werden
3. Arrange Versand für Sie mit wettbewerbsfähiger Frachtgebühr
4. Brand Marketing fördern Sie Ihren Verkauf

Spezifikation

Produktname	Einweg-Haarband.
Material	nicht gewebt
Grammgewicht.	10-30 gsm.
Farbe	weiß, gelb oder maßgeschneidert
Größe	11 * 62 cm oder maßgeschneidert
Feature	komfortabel, soft, umweltfreundlich, praktisch, elastisch, hell, atmungsaktiv
Verpackung	100pcs / Bag, 1000 Stück / CTN oder Anpassung
Moq.	100000 PCs
Verpackung	100pcs / Bag, 1000 Stück / CTN oder Anpassung
Stichprobe	Musterfrei, kann innerhalb von 3 Tagen kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden

FOB-Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou, als Ihre Anforderung
-----------	---