

werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt, die hervorragenden Schutz und überlegener Komfort bieten: - nicht fließende Materialien sind glatt und angenehm, um Hautreizungen zu beseitigen - hoch atmungsaktive Bauschichten sind auch während längere Fälle cool, auch während der Fälle

Stoff Material	SMS-Material
Stil	Mit Klettverschluss auf Kragen, Bindung an Taillestrickmanschetten
Abmessungen S. Ize	X-3XL.
Stoff W acht	30-60g., C Ould sein Wie Ihre Anfrage
Farbe	Blaue Farbe
Zertifikat	ISO13485, FDA
MOQ:	10000. Stck
Verpackungsdesign	Kann als Design sein
Verpackung	1 stück / Kunststoff Papiertüte, 50pcs / ctn, oder als Ihre Anforderung
Fähigkeit	60.000. PCs pro Tag
Lieferzeit	7-30 Tage
Anwendungen	Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreier Werkstatt, Krankenhaus

Das Bild von [Nicht gewebtes Gewebe für ein wegweisendes chirurgisches Kleid](#)







Ultrasonic seams
More firm and durable



Tie-On closure



Hook & Loop
closure



cover main parts with film



Elastic cuff



Knitted cuff

Multi materials for your choice



PP



SMS



Microporous

