

Technische Daten:

Artikel	Vlies Einweg-Besuchermantel, weiß Einwegvlieslaborkittel, PP-Vlies Labormantel mit Knöpfen
Stoff	PP nicht gesponnenes Gewebe
Größe	M: 115 * 135CM, L: 120 * 140CM, XL: 130 * 150CM
Gewicht	17-65 gsm
Farbe	Weiß, blau, gelb, grün, rosa und so weiter
Stil	Strickbund, Strickkragen, Knöpfen vorne
Eigenschaften	Wasserdicht, staubdicht, antistatisch und so weiter
Anwendung	Krankenhaus, Reinraum, Fabrik und so weiter
Paket	5 PC / PE-Beutel, 50 Beutel / Karton oder als Ihre Anforderung
Zertifikat	CE / ISO13485 / FDA

Beschreibung:

- 1.Light und atmungsaktiv für den Körper.
- 2.Soft Handgefühl und bequem.
- 3.No Reiz auf die Haut.
- 4.Providing zuverlässige Barrieren für Wasserdampf oder Blut und anderen Flüssigkeiten.
- 5.It kann ohne Flecken Verschmutzung und die Oberfläche dieser Kleidung zu verhindern.
- 6.Materials oder andere Spezifikationen nach Anforderung der Kunden nach.

Anwendung:

PP non-woven Einweg-Kittel kann im Krankenhaus, Labor, Outdoor-Anti-Virusaktivitäten verwendet werden, elektronische produziert, wo jeder Schutz benötigen. Verhindern und Staub, Partikel, Alkohol, Blut, Bakterien und Viren eindringenden isolieren.

Auch kann als Besuch protection.Prevent verwendet werden, um Infektionen in der medizinischen Behandlung im Sanitärbereich zu überqueren. Wirtschaftlich und Einweg. Nach dem Hygienestandard.

Bilder:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

