

Product details

Einführung von Kunststoff blau CPE Isolation Kleid:

CPE Wegwerfkleid Isolationen aus hydrophoben CPE Material hergestellt und kann verwendet werden in Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, oder wo protection. Weight müssen von 30-65g gemacht werden.

Und CPE-Material mit den Merkmalen des Latex-frei; abriebfeste; vollständig undurchlässig Flüssigkeit und Alkohol abweisend.

Spezifikation der Kunststoff blau CPE Isolation Kleid:

Stoff	CPE
Gewicht	CPE 30-65 gsm; (Komfortabel, ohne Glasfasern, latexfrei.)
Stil	Hals: alles in einem Taille: Beziehungen auf Manschette: mit Daumenschlaufe Eröffnung am Rücken
Größe	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Farbe	blau oder gelb, rosa, rot, grau, schwarz usw.
Verpackung	nicht steril, 10 PC / Beutel, 10 Beutel / Karton. steril, 1 PC / sterilen Beutel, 100 Stück / Karton
Verpackungsdesign	Die ganze Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	Standardverpackung Karton 58X28X48 cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. im Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, und wo jeder Schutz benötigen

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!