

## Einführung der roten Farbe Vlies Clip Kappe:

Rote Farbe Vlies Clip Kappe sind elastische chirurgische scheuern Kappen aus Polypropylen-Material, durch automatische gemacht Hochtemperatur-Wärmebindung Technologie kann in einzelne unterteilt werden  
elactic und doppelten elastischen Stile.

## Produktvorteile:

1. Gute Schutz, geringes Gewicht, latexfrei.
2. Verwenden die Hochtemperatur-Wärmebindung Technologie, angenehm zu tragen.
3. Alle Farben kann vorhanden sein.
4. Verwenden Sie umweltfreundliches Material, kein Schaden für den menschlichen Körper und der natürlichen Umwelt.

## Die Anwendung der elastischen chirurgischen Scheuer Kappen:

in der Lebensmittelfabrik, ein Restaurant und staubfreie Werkstatt weit verbreitet.

## Technische Daten:

Stoff	Polypropylen, PP-Vlies
Gewicht	PP 10g
Stil	Elastic (latexfrei), Einzel elastische Art
Größe	19 "
Farbe	rot, rosa, blau, weiß, grün, gelb, orange, lila, (alle Farben kann vorhanden sein)
Verpackung	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58x25x27cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. Staubfreie Werkstatt , Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	100.000 PCS

## Verpackungsinformationen:

- 100 Stück / Beutel, 20 Beutel / Karton, Kartongröße: 58x25x27cm  
1 \* 20 Behälter kann 715ctns, insgesamt 1430,000pcs laden.  
1 \* 40 Behälter kann 1737ctns, insgesamt 3474,000pcs laden.

**Bilder von Non-Woven-chirurgische Kappe:**



