

## Einführung von OP-Hauben:

Chirurgische Kappen aus SBPP Vliesmaterial, im Standard von CE und ISO13485.

Medizinische Mob Caps auch Einweg-Clip oder Streifen Kappe genannt, bestehen aus PP-Vlies Material und plissierten elastische Band rund, hat dieser Entwurf reichlich Platz für lange Haare. Es kann Haare verhindern

fallen dann möglich, Probleme zu vermeiden.

## Vorteile von OP-Hauben:

1. Verschiedene Größen und Farben erhältlich.
2. Atmungsaktiv, nicht saugende, Haltbarkeit
3. Mit Einzel- oder Doppel elastisch zur Verfügung, in Form plissierte oder Clip mit verschiedenen Farben erhältlich.
4. Bakterien Filtrationseffizienz (BFE) hat 99,1% erreicht. Diese Rate ist viel höher als normale Standard von 97%.
5. Kostenlose Proben und Anpassung zur Verfügung
6. Clip förmige Kappe vor entfaltetete.

## Spezifikationen von OP-Hauben:

Stoff	PP Vlies
Gewicht	10-30g
Stil	einzigsten elastischen oder doppelten elastischen Stil
Größe	18 " oder 19 " , 21 " , 24"28 "
Farbe	grün, oder Weiß,blau, rosa, gelb, rosa, orange, lila, rot (alle Farben kann vorhanden sein)
Verpackung	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58x25x27cm

Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. staubfreie Werkstatt , Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	100.000 PCS

### Details Foto von OP-Hauben:



