## Einführung von OP-Hauben:

Chirurgische Kappen aus SBPP Vliesmaterial, im Standard von CE und ISO13485.

Medizinische Mob Caps auch Einweg-Clip oder Streifen Kappe genannt, bestehen aus PP-Vlies Material und plissierten elastische Band rund, hat dieser Entwurf reichlich Platz für lange Haare. Es kann Haare verhindern

fallen dann möglich, Probleme zu vermeiden.

## **Vorteile von OP-Hauben:**

- 1. Verschiedene Größen und Farben erhältlich.
- 2. Atmungsaktiv, nicht saugende, Haltbarkeit
- 3. Mit Einzel- oder Doppel elastisch zur Verfügung, in Form plissierte oder Clip mit verschiedenen Farben erhältlich.
- 4. Bakterien Filtrationseffizienz (BFE) hat 99,1% erreicht. Diese Rate ist viel höher als normale Standard von 97%.
- 5. Kostenlose Proben und Anpassung zur Verfügung
- 6. Clip förmige Kappe vor entfaltete.

## **Spezifikationen von OP-Hauben:**

Stoff	PP Vlies
Gewicht	10-30g

Stil einzigen elastischen oder doppelten elastischen Stil

Größe 18 " oder 19 ", 21 ", 24"28 "

Farbe grün, oder Weiß, blau, rosa, gelb, rosa, orange, lila, rot (alle Farben kann vorhanden

sein)

Verpackung 100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn

Verpackungsdesign Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein

Kartongröße 58x25x27cm

Anwendungen Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten.

staubfreie Werkstatt , Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert

und so weiter

MOQ 100.000 PCS

## **Details Foto von OP-Hauben:**



