

Product details

Die Einführung der besten China Hersteller Einweg Maler coverall

1. Materialien: aus Vliesstoffen
2. Art: mit Kapuze, Zwei-Wege-Reißverschluss vorne, elastische Bündchen und Knöchel, elastisch an der Taille
3. Charakter: Einzigartige ein Stück Design, das ganze Körper, Annehmlichkeit und einfach abdecken zu tragen und weg
4. Größen: S-6XL
5. Farbe: weiß
6. Paket: 1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / PE-Beutel, 25 Stück / ctn
1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / PE-Beutel, 100pcs / ctn.

Spezifikationen der besten China Hersteller Einweg Maler coverall

| | |
|----------------|---|
| Name | der beste Hersteller China Einweg-Maler overall, einen Zeitgebrauch heißen Verkauf Maler Overalls, billig Fabrik whole Maler weißen Overalls |
| Größe | S: 96 * 124cm M: 100 * 130cm L: 107 * 136cm XL: 110 * 140 cm XXL: 114 * 144cm |
| Materialien | PP45g |
| Stil | mit Kapuze, Zwei-Wege-Reißverschluss vorne, elastische Bündchen und Knöchel, elastisch an der Taille |
| MOQ | 5,000pcs |
| Farbe | Weiß |
| Verwendung | Für die medizinische Sicherheit Schutz, aseptische Werkstatt, Schutzisolierung, Bergbau-Elektronik-Fabrik, Lebensmittel-Fabrik Nutztierhaltung Biohazard und so weiter. |
| Verpackung | 1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / PE-Beutel, 25 Stück / ctn 1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / PE-Beutel, 100pcs / ctn |
| Lieferzeit | 1 * 40HQ Behälter innerhalb 15-20days fertig sein. |
| Eigenschaften | Protective Sicherheits Verwendung, geringes Gewicht, Komfort, flexibel, wirtschaftlich, Soft. |
| Zahlungs-Weise | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal |
| Zertifikate | ISO13485. CE, FDA |

Unser Service:

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;

4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

F: 3. Setzen Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA, REACH und NELSON Bericht.

F: 4. Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es bekommen?

A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.

The happy time with customers

