

### **Einführung von verstärkten sterilen Krankenhaus Chirurgie Kleid:**

1. Verhindern, dass die Ausbreitung von Körperflüssigkeiten und Blut spritzen Inhalt und zu isolieren, Staub, Partikel, Alkohol, Blut, Bakterien und Viren eindringenden.
2. Perfekt für Operationen mit großen Mengen von Flüssigkeiten. Für eine Übertragung von Infektions verhindert oder Personal auf die Wunde oder umgekehrt durch den direkten Kontakt.
3. Long Stil, mit guten Schutzfunktionen.

### **Spezifikation der verstärkten sterilen Krankenhaus Chirurgie Kleid**

Name	das beste chinesische Fabrik für Einweg verstärkt sterilen Krankenhaus Chirurgie Kleid
Stoff	SMS45g
Stil	steril, Standard-Stil, Anknüpfen Kragen, Krawatten an der Taille, elastische Bündchen
Größe	S (110 * 130 cm), M (115 * 137 cm), L (120 * 140 cm), XL (125 * 150cm), 2XL (130 * 150cm) oder andere Sondergrößen
Grammage	45g
Farbe	Grün.
Verpackung	steril, 1pcs / bag, 50pcs / ctn
Containerverladung	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Lieferanten	Ein Behälter 40HQ kann innerhalb 15-25days fertig sein
Geschäft	Trocken lagern und Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager

### **Bilder von verstärkten sterilen Krankenhaus Chirurgie Kleid:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



### **Unsere Vorteile:**

- 1.260 Arbeiter, 25000 ㎡ staubfreie Werkstatt,
- 2,12 Jahre Erfahrung, ISO, CE & amp; FDA zertifiziert,
- 3.One Stunde erreichen Wuhan Port,
- 4.Free Proben und eine schnelle Reaktion,

Willkommen mailen Sie mir mir oder direkt anrufen, lassen Sie uns über mehr reden.

### **Kontakt Informationen:**

**VIP-Service**

**Remey Chi**

**Mobile: 0086-15623307739**

**Tel: 0086-27 8782 9195**

**Email: [sales04@orienthonest.com](mailto:sales04@orienthonest.com)**

**Skype: orienthonest04**