

## **Einführung von Einweg-PP25g Krankenhausarzt Kappe mit Verbindungen auf**

Doktor Kappe mit Verbindungen on's Hand gemacht, mit zwei Bindungen auf dem Vliesstoff, bestehen Rückseite der Kappe, stark und justieren Bindungen machen die Kappe sehr komfortabel it. Mainly zu tragen verwenden für Krankenhausarzt Raum etc. arbeiten

## **Spezifikationen von Einweg-PP25g Krankenhausarzt Kappe mit Verbindungen auf**

Stoff	SBPP / SPP / Vlies
Gewicht	PP10-30g,
Stil	mit Verbindungen auf der Rückseite der Kappe
Größe	Standardgröße
Farbe	blau, oder wie deine Anfrage
Verpackung	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58x25x27cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. Staubfreie Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter
MOQ	100.000 PCS

## **Bild von Einweg-PP25g Krankenhausarzt Kappe mit Verbindungen auf**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

