

Product details

Eigenschaften von Einweg-sms Chirurg Kleider:

Es ist aus hydrophoben SMS-Material, Latex-frei gemacht; abriebfeste; fusselarm;

Mit einem hohen Grad an Flüssigkeitsabweisung; eine gute Barriere gegen Blut, Körperflüssigkeiten und Pathogene.

Mit standard und verstärkten Stil .Reinforced Stil mit zusätzlichen Schutz Verstärkung auf Hülsen & Brust, die vollständig undurchlässig Flüssigkeit und Alkohol abweisend sein kann.

Erhältlich in den Farben: weiß, blau.

Spezifikation von Einweg-sms Chirurg Kleider:

N / amich	das beste Einwegkrankenhauskitteln Lieferant, Einweg-sms Chirurg Kittel, Einweg-OP-Kleidung Exporteur
Material Gramm	SMS 40 Gramm pro Quadratmeter (komfortabel, ohne Glasfasern, latexfrei.)
Stil	Binden oder Haken und Schleife am Kragen, Krawatte an der Taille, Strickbündchen
Größe	115 * 137cm, 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 170x170cm oder als Ihre Anforderung
Farbe	weiß, grün, blau
Verpackung	Steril: 1pcs / sterilen Beutel, 50pcs / ctn; Nicht steril: 5 Stück / Beutel, 50pcs / ctn
Verpackungsdesign	Alle Innenbeutel und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Zertifizierungen	CE / ISO13485 / FDA
Sample	kann frei sein, innerhalb von 2 Tagen für Ihre Prüfung geliefert
Anwendungen	Vor allem im Krankenhaus, medizinisches Personal und Patienten.

Indikationen:

1. Um die Ausbreitung von Körperflüssigkeiten und Blut spritzen Inhalte zu verhindern und zu isolieren, Staub, Partikel,

Alkohol, Blut, Bakterien und Viren eindringenden.

2. Perfekt für Operationen mit großen Mengen von Flüssigkeiten. Für eine Übertragung von Infektions verhindert

OP-Personal auf die Wunde oder umgekehrt durch den direkten Kontakt.

Unser Vorteil:

1. Proben und Anpassung zur Verfügung.

2. Professionelle QC, die Produktqualität zu kontrollieren. Alle erfüllen die Produkte mit internationalen Qualitätsstandard wie CE, ISO13485.

3. Haben Sie genug Erfahrung und gewann ein hohes Ansehen bei unseren Kunden die ganze Wort. Eine

solche

wie Amerika, Südamerika, Europa, Südostasien, dem Nahen Osten etc.

4. Schnelle Zahlung, schnelle Lieferung und günstigen Preis.

5. Stabile Qualität und beste After-Sales-Service.

6. OEM-Service verfügbar ist.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

F: 3. Setzen Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA, REACH und NELSON Bericht.

F: 4. Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es

bekommen?

A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.

The happy time with customers

