

Product details

Materialeigenschaften

PP + PE-Gewebe Krankenhauskleid für OP-Einweg-Labormäntel sind aus hydrophoben Polypropylen-Material, Latex-frei; abriebbeständig; fusselarm; mit einem hohen Grad an Flüssigkeitsabweisung.

Materialgewicht: 25-65gsm.

Qualitätskontrolle

1. Wir werden nicht anfangen, die Produkte zu machen, bis Sie die Probe bestätigen.
2. Die Verpackung wird wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und abgedichtet sein.

Beispielpolitik

1. Sample entsprechend Ihrer Konstruktionszeichnung. Probenzeit: 3-5days.
2. Entwerfen Sie Ihre eigene Probe, dann ist es ein Remake.
3. Bestehende Proben Probenzeit: 1 Tag
4. Machen Sie die Massenproduktion, nachdem Sie die Probe bestätigen.

Spezifikation von Hersteller für PP + PE-Gewebe Krankenhauskleid

| | |
|-------------------|---|
| Stoff | PP + PE |
| Gewicht | 25gsm, etc |
| Farbe | Blau usw. |
| Größe | 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm |
| Stil | Anknüpfen / Haken und Schleife am Hals, elastisch / Strickbund, Standard oder verstärkt |
| Verpackung | Nicht steril, 10 Stück / Beutel, 10 Beutel / Karton. steril, 1 PC / sterilen Beutel 100 Stück / Karton |
| Verpackungsdesign | Alle Innenkasten und Kartondruck kann wie Ihr Design sein |
| Kartongröße | 58X28X48 cm |

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

F: 3. Wie hoch ist die Zahl der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen?

A: Unsere Fabrik ist etwa 380-400 Facharbeiter, 10 professionelle QC für Qualität bei jedem Prozess und 10 professionelle Int'l Sales mit 3-8 Jahre Erfahrung in Int'l Handelsabteilung überprüfen.

Q: 4. Wie hoch ist der Prozentsatz der Produkte Verteilung für lokale und Export?

A: Derzeit 90% für den Export, 10% für die lokale.

The happy time with customers

