

Product details

Anbieter für Einweg-CPE Isolation Kleid:

Lieferant für Einweg-CPE Isolation Kleid ist aus hydrophoben CPE Stoff, Latex-frei; abrieb-beständig; vollständig undurchlässig Flüssigkeit und Alkohol abweisend. und kann im Krankenhaus verwendet werden, Labor, Lebensmittelindustrie, oder wo brauchen Schutz.

Spezifikation von Hersteller für Einweg-CPE Isolation Kleid:

Stoff	CPE
Gewicht	CPE 30-65 gsm; (Komfortabel, ohne Glasfasern, latexfrei.)
Stil	Hals: mit einem hool Taille: Beziehungen auf Manschette: mit Daumenschlaufe Eröffnung am Rücken
Größe	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Farbe	milchig weiß
Verpackung	nicht steril, 10 PC / Beutel, 10 Beutel / Karton. steril, 1 PC / sterilen Beutel, 100 Stück / Karton
Verpackungsdesign	Die ganze Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	Standardverpackung Karton 58X28X48 cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. im Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, und wo jeder Schutz benötigen

Qualitätskontrolle

1. Wir werden nicht anfangen, die Produkte zu machen, bis Sie die Probe bestätigen.
2. Die Verpackung wird wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und abgedichtet sein.

Beispielpolitik

1. Sample entsprechend Ihrer Konstruktionszeichnung. Probenzeit: 3-5days.
2. Entwerfen Sie Ihre eigene Probe, dann ist es ein Remake.
3. Bestehende Proben Probenzeit: 1 Tag
4. Machen Sie die Massenproduktion, nachdem Sie die Probe bestätigen.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!

The happy time with customers

