

## Produkte Vorteile:

1. Gute Schutz, leicht, latexfrei.
2. Verwenden Sie Nähetechnik, das bequeme Tragen.
3. Vorhandene Farbe: weiß, blau, grün, gelb, rot
4. Standardgröße: 20 \* 40cm, 20 \* 44cm, 20 \* 60cm
5. Elastische Befestigung an den beiden einen sicheren Sitz auf dem Arm zu geben endend

## Indikationen:

- Am meisten benutzt im Krankenhaus, Lebensmittelfabrik und staubfreien Werkstatt
- Geeignet zur Lebensmittelverarbeitung, Fertigung, Konstruktion und hygienische Anwendungen & amp; täglichen Gebrauch

## Technische Daten:

Stoff	Kunststoff PE
Gewicht	35g
Stil	mit elastischen Bündchen Stil
Größe	20 * 40cm, 20 * 44cm, 20 * 60cm
Farbe	weiß, grün, blau, gelb, rot
Anwendungen	im Krankenhaus, Lebensmittelfabrik und staubfreie Werkstatt weit verbreitet
Verpackung	100pcs / bag, 10bags / ctn
Verpackungsdesign	alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	40 * 20 * 32cm
MOQ	5000 PCS

## Bilder von gelb PE elastische Manschette umfasst:



