

## Einführung von wasserdichte Isolation Kleid Hersteller

1. Lange Ärmel
2. Elastische Bündchen.
3. Krawatten an Hals und Taille.
4. mit sterilisiertem und nicht sterilisiert.
5. PS: unterschiedlicher Größe und Farbe sind vorhanden.

## Spezifikation von wasserdichte Isolation Kleid Hersteller

Stoff	PP + PE, usw.
Grammage	PP + PE 45g oder Gramm als Ihr Antrag
Stil	Anknüpfen / Klettverschluss am Hals, elastisch / zerschnitt Manschette, Standard oder verstärkt
Größe	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Farbe	grün, usw.
Verpackung	Nicht steril, 10 Stück / Beutel, 10 Beutel / Karton. steril, 1 PC / sterilen Beutel, 100 Stück / Karton
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58X28X48 cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten staubfreien Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter

## Anwendung

Wasserdichte Isolation Kleid entworfen, um eine Reihe von Schutzniveau zu schaffen, auf dem Vliesmaterial abhängig. Aus weichem komfortablen Vliesstoff mit einer PE-Folie Material hinzufügen, können sicher und umwelt entsorgt, wenn verschmutzte keine Wäsche erforderlich ist. Hilfe die Ausbreitung von Infektionen zu stoppen.

Entwurf für Krankenhäuser und Laborumgebungen, in denen der Besucher mäßigen Schutz vor infektiösen oder chemischen Kontamination haben muss.

## Beispielpolitik:

1. Probe entsprechend Ihrer Konstruktionszeichnung. Probenzeit: 3-5days.
2. Entwerfen Sie Ihre eigene Probe, dann ist es ein Remake.

3. Bestehende Proben Probenzeit: 1 Tag.
4. Machen Sie die Massenproduktion, nachdem Sie die Probe bestätigen.

### Qualitätskontrolle:

1. Wir werden nicht gestartet werden, um die Produkte zu machen, bis Sie die Probe bestätigen.
2. Die Verpackung wird wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und abgedichtet sein.

### Bilder von wasserdichten Isolation Kleid Hersteller:





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

