

Product details

Eigenschaften der weißen blauen OEM Einwegvlieslaborkittel

1. Non reizend, antibakterielle Eigenschaft, gute Zugfestigkeit, fusselreies, Superior Atmungsaktivität und antistatisch, Schlagfestigkeit, weich, bequem.

2. Against Spritzer von chemischen Material und festem Staub.

3. Usually Vlieslabormantel mit der Wirkung von staubfreien und Anti-Virus weit Öffentlichkeit verwendet werden

Ort, medizinische Industrie, Umwelt Reinigung, elektronische Fabrik, Lebensmittelverarbeitung, in der Schule und Krankenhaus.

Spezifikationen der weißen blauen OEM Einwegvlieslaborkittel

Stoff	PP-Vlies
Gewebegewicht	40g oder könnte als Ihr Antrag
Stil	Strickkragen, Strickbund, ohne drei Taschen
Größe	S-6XL
Farbe	weiß, grün, blau, gelb, rosa, rot, grau, schwarz usw.
Verpackung	5pcs / box, 50 Beutel / Karton oder als Ihre Anforderung
Verpackungsdesign	alle Innenbeutel und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Anwendungen	staubfrei Werkstatt, Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

F: 1. Are Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen, und wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

A: Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik im Jahr 2003 gegründet wurde, haben wir unsere eigenen exportiert Rechte Firma im Jahr 2013.

F: 2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

A: In der Regel ist es rund USD18 Millionen 20 Millionen, ist es immer noch in der wachsenden.

F: 3. Setzen Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA. REACH und NELSON Bericht.

F: 4.Can Ich bekomme die kostenlose Proben für die Qualitätsprüfung? Wie lange kann ich es bekommen?

A: Ja, unsere Proben können kostenlos innerhalb von 3-7 Tagen geliefert werden.