

## Product details

### Einführung der gelben pp Isolation Kleid

Gelb pp Isolation Kleid Lieferanten, pp OP-Kittel für den Arzt, billige medizinische Einweg Kleider aus hydrophoben Polypropylen-Material, umfassen PP, PP + PE, SMS, mikroporöse, Latex frei; abriebfeste; fusselarm; mit einem hohen Grad an Flüssigkeitsabweisung.

### Spezifikation der gelben pp Isolation Kleid

Material	PP Vlies
Grammage	20g oder 15-65gsm
Farbe	Gelb, können wir schwarz usw. machen weiß, grün, blau, rosa, rot, grau, auch
Größe	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Stil	Anknüpfen / Klettverschluss am Hals, elastisch / Strickbund, Standard oder verstärkt
Verpackung	Nicht steril, 10 Stück / Beutel, 10 Beutel / Karton. steril, 1 PC / sterilen Beutel, 100 Stück / Karton
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58X28X48 cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. staubfreien Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!